



Кардиомонитор QardiaCore

Инструкция





1. **Тип товара:** персональный кардиомонитор

2. **Характеристики**
 - Тип: персональный кардиомонитор
 - Функции: запись одноканальной ЭКГ, пульса, вариативности сердечного ритма, частоты дыхания, температуры, количества сделанных шагов и израсходованных калорий
 - Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Qardio, мобильное приложение Apple Health («Здоровье»)
 - Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии
 - Обхват груди: 70-109 см
 - Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 4.0
 - Размеры устройства: 185 x 87 x 9 мм
 - Вес: 130 г
 - Размеры упаковки: ~250 x 150 x 100 мм
 - Вес в упаковке: ~350 г
 - Страна-разработчик: США
 - Страна-производитель: КНР



3. Порядок использования

- Скачайте и установите на свое мобильное устройство (iPhone или iPad) приложение Qardio App. Вы можете найти его в iTunes App Store или на сайте www.getqardio.com.
- Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве, откройте приложение и следуйте подсказкам (на русском языке), чтобы зарегистрировать аккаунт и начать использование QardioCore.

Обратите внимание! Приложение содержит подробные подсказки по настройке, установке и использованию прибора.

- Создайте пользовательский аккаунт Qardio, выбрав имя пользователя и желаемый пароль. Присоедините к датчику QardioCore один из эластичных ремней, входящих в комплект поставки.

Внимание! Всегда начинайте присоединять ремень с правой стороны устройства. Возле левого крепления на внутренней стороне датчика размещен логотип Qardio.

- Наденьте датчик на грудь. Устройство должно прилегать непосредственно к коже (причем с кожей должны соприкасаться все электроды, расположенные на платформе). Расположите датчик слева ниже грудины (логотип Qardio на внутренней стороне должен располагаться слева).
- Подберите необходимую длину ремня, чтобы устройство надежно, но без дискомфорта удерживалось на теле, не сползая при движениях.
- После того как вы присоедините эластичный ремень к корпусу датчика (с левой стороны), начнет мигать зеленый светодиод, сигнализирующий, что устройство включено.
- После того как вы надели датчик, поднесите к нему свое мобильное устройство с открытым приложением Qardio для сопряжения. Дайте разрешение на запрос подключения.
- Через несколько секунд девайс автоматически начнет записывать вашу кардиограмму.
- Запись кардиограммы можно в любой момент остановить, отстегнув левое крепление ремня.



- Для подзарядки гаджета воспользуйтесь шнуром с разъемом micro-USB, входящим в комплект поставки. Подключите его к разъему USB, расположенному на любом совместимом адаптере питания, внешнем аккумуляторе или корпусе компьютера.
- Для получения более подробной информации перейдите на сайт производителя или обратитесь в службу поддержки.

ВНИМАНИЕ!

Гаджет не является прибором для проведения холтер-тестирования или других медицинских исследований. Вся информация, предоставляемая QardioCore, может использоваться только в ознакомительных целях!

Кардиограмма, снятая прибором, не может быть использована для диагностирования заболеваний.

Перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с кардиологом.

4. Комплектация

- Кардиомонитор QardioCore
- Нагрудный ремень – 3 шт.
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация

5. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР