



магазин
ИННОВАЦИЙ



Устройство для нейтрализации укусов насекомых BITE HELPER





1. **Тип товара:** устройство для нейтрализации укусов насекомых

2. **Характеристики**

Размеры: 160 x 28 x 25 мм

Вес: 40 г

Размеры упаковки: 210 x 150 x 30 мм

Вес в упаковке: 105 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

3. Предназначение

BITE HELPER разработан для нейтрализации зуда и раздражения, вызванного укусами комаров, слепней, пчел, ос и муравьев.

4. Технология

Thermo-Pulse-Technology™ была разработана Maxogen Group LLC для применения в потребительских продуктах области здравоохранения. BITE HELPER использует тепло и вибрацию для увеличения притока крови к выбранному участку кожи. При этом не используются лекарства и другие химикаты.

5. Указания

- Для пользователей старше 4 лет.
- Перед применением необходимо хорошо высушить пораженную область.
- Для лучшего результата применяйте BITE HELPER сразу после укуса насекомого.
- Приложите головку прибора непосредственно к пораженной области и активируйте BITE HELPER, зажав единственную кнопку.
- Светодиод, находящийся по периметру термовибрационной головки, во время работы прибора горит красным цветом.
- Удерживайте BITE HELPER, пока не появится чувство постепенного снижения воспаления, не более 45 секунд для одного участка.
- Если тепло вызывает дискомфорт, немедленно прекратите применение прибора. Температура активного прибора не превышает 50°C.
- Если зуд не прекратился после первого применения BITE HELPER, повторно приложите прибор к пораженному участку, но не ранее чем через 60 секунд после предыдущего применения.

6. Обслуживание



Для питания BITE HELPER использует две батарейки типоразмера AA, которые не идут в комплекте поставки. Если BITE HELPER не нагревается, комплект батареек необходимо заменить. Хранить в холодном и сухом месте.

7. Предупреждения

Использовать с осторожностью, прибор может стать причиной серьезного ожога.

Не используйте на чувствительной коже или участках кожи с недостаточной циркуляцией крови.

Использование BITE HELPER детьми без присмотра взрослых может быть опасно.

Исключительно для внешнего использования.

Не использовать на влажной коже.

Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками. Если прибор контактировал с глазами и/или слизистой, немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте прибор на чувствительной или тонкой коже. Избегайте контакта с лицом, подмышками, грудью, прямой кишкой и гениталиями.

Применение прибора в этих зонах может привести к ожогам и оставить шрамы.

Не используйте BITE HELPER, если у вас диагностирована плохая циркуляция крови или болезни кожи. Если у вас диагностирован диабет или неврологические состояния, которые влияют на чувствительность кожи, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Держите в месте, недоступном для детей. Не используйте прибор на детях моложе четырех лет.

При беременности проконсультируйтесь с врачом перед первым использованием.

BITE HELPER не способен лечить или заменять лечение аллергических реакций на укусы насекомых. В случае аллергической реакции незамедлительно обратитесь к врачу.

BITE HELPER не предназначен для замены медицинских консультаций или лечения. Если вы испытываете существенную и долгосрочную боль в месте укуса, обязательно обратитесь к врачу.

BITE HELPER не предназначен для лечения укусов пауков, скорпионов и змей. В случае укуса одним из этих животных немедленно обратитесь за помощью.



8. Комплектация

Устройство для нейтрализации укусов насекомых BITE HELPER