

Тренажер баланса



Для правильного использования тренажера прочитайте нижеизложенную инструкцию по уходу и применению.

Способ применения:

1. Сопоставьте с рисунком обозначения на тренажере для правой и левой ноги.
2. Сядьте на стул, просуньте пальцы между выступами так, чтобы они хорошо закрепились.
3. Используйте выступы у основания пальцев, чтобы хорошо стать на ноги.

*Если пальцы не достаточно закреплены, будьте внимательны, чтобы не опрокинуться.

Меры предосторожности:

- Данный товар не предназначен для лечения. Не используйте тренажер в целях отличных от тех, которые указаны в инструкции.
- Данный продукт разработан для использования в помещениях, поэтому следует избегать использования на открытом воздухе.
- Если вы будете использовать тренажер на соломенном мате, вы можете повредить мат, поэтому будьте осторожны.
- При креплении и снятии тренажера необходимо сидеть на стуле.
- Если не получается снять тренажер пальцами, воспользуйтесь помощью рук.
- Время использования тренажера составляет 10-20 минут, так как может возникнуть легкая боль при длительном применении.



- Если тренажер частично касается раны или припухлости, впоследствии чего могут появиться странные ощущения, остановите использование и обратитесь за консультацией к врачу.
- Прекратите использование тренажера, если в процессе применения появилась боль, сыпь или зуд.
- Поскольку существует риск падения, не надевайте тренажер для ходьбы. Не используйте тренажер во влажных местах, местах со ступеньками или лестницами.
- Есть вероятность повредить ногу, если тренажер тесный или имеет большой размер.
- Хранить в труднодоступных от детей местах.
- Хранить в прохладном, защищенном от попадания солнечных лучей, месте вдали от огня.
- Вымойте после использования и хорошо высушите.
- Есть вероятность повреждения, при использовании силы. При возникновении повреждения прекратите использование тренажера.
- Данный тренажер изготовлен из специального смоляного материала, который изготавливается в процессе изготовления тренажера и имеет индивидуальное воздействие, поэтому перед использованием ознакомьтесь заранее с составом.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения продукта.



Противопоказания:

- Во время беременности.
- В состоянии, когда тяжело почувствовать боль: нарушение кровообращения, неврологические нарушения, диабет и т.д
- Для тех, кто находится на лечении или имеет проблемы с ногами

При поясничной грыже, нарушения в области поясницы, хронические боли в спине

