

## Подушка-массажер “Добрый попутчик” (модель AMG392), Gezatone



**1. Тип товара:** подушка-массажер.

## 2. Характеристики

- **Питание:** DC 12В, сетевой адаптер AC 220В, 50Гц/DC 12В, 2.0 А.
- **Потребляемая мощность:** не более 24 Вт.
- **Продолжительность одного сеанса:** 20 минут.
- **Допустимый уровень влажности воздуха:** <80%.
- **Диапазон допустимых температур воздуха:** 5°C – 40°C

## 3. Параметры

**Размеры в упаковке:** 32 x 11 x 19,5 см

## 4. Инструкция по применению

Подушку-массажер можно использовать для массажа шеи, спины или поясницы.

Питание устройства осуществляется от сети 220 В или автомобильного прикуривателя.

1. Подсоедините сетевой адаптер или шнур питания от прикуривателя к массажеру.
2. Пристегните массажер к спинке или подголовнику кресла с помощью эластичного ремня.
3. Подключите устройство к сети.
4. Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области, которую необходимо промассировать.
5. Нажмите на кнопку с надписью «on/off», расположенную на корпусе устройства в верхней левой части. После нажатия массажные ролики загорятся красным и начнут вращение. Красная подсветка означает, что включен инфракрасный нагрев. Коротким нажатием на кнопку «on/off» вы можете отключать и включать ИК-нагрев.
6. Ролики меняют направление вращения каждую минуту. Перед сменой направления движения ролики останавливаются на несколько секунд, а затем продолжают движение в противоположном направлении. Длительность одного сеанса массажа составляет 20 минут. После истечения этого времени подушка-массажер автоматически выключается.
7. Для выключения подушки-массажера (если вы решили закончить процедуру раньше, чем устройство выключится автоматически) нажмите на кнопку «on/off» и удерживайте ее в течение трех секунд.

## 5. Противопоказания к использованию

- беременность;



- наличие повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте воздействия массажера;
- после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя;
- люди, использующие кардиостимуляторы должны получить разрешение врача на использование данного аппарата;
- при диабете следует получить разрешение врача на использование данного аппарата.

## **5. Комплектация**

- подушка-массажер;
- сетевой адаптер;
- адаптер для питания от прикуривателя автомобиля;
- инструкция по эксплуатации.

## **6. Условия эксплуатации**

Спустя 20 минут непрерывной работы не включайте устройство в течение 30 минут. Это необходимо для охлаждения массажера.

## **7. Страна-производитель: Франция.**