

Прибор для ухода за кожей лица US Medica Anti-Acne Effect





1. Тип товара: прибор для лифтинга и борьбы с акне

2. Характеристики

- Тип: массажер для лица
- Размеры: 95 x 26 x 26 мм
- Методы воздействия: световое, термическое, массажное
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый
- Время работы от аккумулятора: около 45 минут
- Время зарядки аккумулятора: около 2 часов
- Разъем для зарядного устройства: Micro-USB
- Страна-производитель: США

3. Комплектация

- Прибор для ухода за кожей лица US MEDICA Anti-acne effect
- Кабель для зарядки аккумулятора



4. Устройство прибора





ОПИСАНИЕ

Прибор US MEDICA Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting идеально помогает при первых признаках образования прыщей. Если на лице начинает появляться прыщ, при этом образовалась красная шишечка с соответствующими болевыми ощущениями, то необходимо сразу же использовать данный прибор. Через пару часов после использования вы заметите, что покраснение становится меньше и болезненность проходит. Прыщи, обработанные прибором US MEDICA, могут полностью исчезнуть в течение всего 24-х часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.
- Если вы проходите лечение у дерматолога, проконсультируйтесь с ним перед использованием прибора.
- Сохранность и эффективное использование прибора возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться прибором без присмотра со стороны.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Не используйте прибор на области губ или вокруг глаз. Кожа на этих участках слишком чувствительна для воздействия прибора.
- Всегда очищайте рабочую

поверхность перед использованием прибора. Это помогает избежать распространения микробов.

- Не злоупотребляйте использованием устройства. Это может привести к ожогам или травмам.
- Не используйте прибор, если после применения ваша кожа выглядит иначе, чем описано в данном руководстве.
- Не используйте его, если ваша кожа чувствительна к воздействию тепла или солнца. Проверьте реакцию вашей кожи на уровень тепла устройства сначала на предплечье.
- Не используйте прибор на родинках, папилломах, бородавках и в области вросших волос.
- Не заряжайте прибор в ваннных комнатах и местах с повышенной влажностью.
- Данный прибор не предназначен для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:

- Нарушение целостности кожных покровов (раны, ссадины, ожоги кожи);
- Выраженные аллергические кожные реакции;
- Кожные заболевания (дерматит, экзема, псориаз);
- Онкология;
- Гнойные воспалительные процессы на коже;
- Беременность.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Режим удаления прыщей

- Чем раньше вы используете прибор, тем более эффективным будет его воздействие.
- Откройте верхнюю крышку прибора.
- Нажмите 2 раза на кнопку включения для начала работы.
- Приложите рабочую поверхность прибора непосредственно к прыщу. Не прижимайте прибор слишком сильно к поверхности кожи.
- Держите прибор в течение 2,5 минут. Вы можете удалять прибор на небольшое расстояние от кожи на некоторое время, затем снова прикладывать.

Внимание! Во время процедуры следите за своим самочувствием. Если вы ощущаете очень сильное жжение, то возможно ваша кожа слишком чувствительна к работе прибора.

- Нажмите на кнопку еще раз для выключения прибора или через 2,5 минуты он выключится автоматически.
- При необходимости вы можете провести еще 1-2 процедуры по 2,5 минуты в течение следующих 12-24 часов, но не раньше, чем через 4 часа.

Примечание. После использования прибора, кожа может покраснеть в месте воздействия под влиянием тепла. Это нормальное явление, покраснение пройдет в течение часа.

Внимание! Не используйте данный прибор для удаления созревших угрей и комедонов. Данный прибор максимально эффективен для предотвращения 1 или 2-х дневных прыщей; чем старше прыщ, тем менее эффективным будет воздействие.

Режим лифтинга (микро-вибрационного массажа)

- Убедитесь, что верхняя крышка прибора закрыта.
- Нажмите 1 раз на кнопку включения для начала работы.
- Проведите легкий массаж лица, двигая прибором от центра лица к периферии.

Внимание! Не прижимайте прибор слишком плотно к поверхности кожи, не прилагайте излишних усилий, массаж не должен вызывать болезненных ощущений. Длительность массажа не должна превышать 10 минут.

- Для выключения прибора нажмите на кнопку еще 2 раза или он выключится автоматически через 10 минут.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор - 1
USB-зарядное устройство - 1
Руководство пользователя - 1
Упаковочная коробка* - 1
*Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:
Прибор для ухода за проблемной кожей US MEDICA
МОДЕЛЬ:
Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:
Встроенная батарея Li-Ion
РАЗМЕРЫ (ДхШхГ):
95x26x26 мм
Температура нагрева: 40°C
Длина волны: 415 нм



ОЧИСТКА

- Перед каждым использованием протирайте рабочую поверхность прибора спиртом для дезинфекции.
- Протрите корпус прибора мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте его в воду или в другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в прохладном, хорошо проветриваемом месте вне зоны досягаемости детей, а также вдали от источников тепла, таких как электрические и газовые плиты, а также избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Для зарядки устройства подключите USB-зарядное устройство к разъему. Время зарядки составляет примерно 2 часа. После полной подзарядки время работы прибора составляет около 45 минут. Не используйте прибор во время его зарядки. Перед первым применением желательно полностью зарядить прибор.

Работа прибора основана на воздействии специальным излучением с длиной волны 415 нанометров и прогреве до определенной температуры 40°C. Такое воздействие приводит к сокращению жизненного цикла бактерий, являющихся причиной возникновения прыщей. Ваше лицо будет выглядеть более чистым и сияющим. Более того, чем быстрее исчезает прыщ, тем меньше шансов у него оставить неприятный рубец.



БРЕНД ГОДА
EFFIE 2012

US MEDICA