



b-Queen

# US-MEDICA BRILLIANT

Ультразвуковой прибор  
для чистки лица  
руководство пользователя



US-MEDICA

www.us-medica.com

US Medica Brilliant – это прибор для ультразвуковой чистки лица с двумя дополнительными режимами для комплексного ухода за кожей в домашних условиях.

Ультразвуковая чистка является эффективной процедурой в любом возрасте. Процесс отшелушивания и чистки кожи происходит мягко и постепенно, без растяжений и механических повреждений. Уже через несколько сеансов исчезает угревая сыпь, нормализуется работа кожных желез, обновляется верхний слой эпидермиса, и кожа становится более мягкой и эластичной.

Под воздействием ультразвуковых волн происходит деликатное очищение кожи от загрязнений и «черных точек», выравнивается цвет кожи, становятся светлее пигментные пятна. Ультразвуковой микромассаж стимулирует процессы восстановления тканей, ускоряет обменные процессы в клетках кожи, процессы синтеза коллагена и эластина. Ультразвуковой микромассаж в импульсном режиме, в сочетании с активными концентратами обеспечивает эффект лифтинга, уменьшает отечность.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность проведения профессиональной ультразвуковой чистки лица в домашних условиях.
- Самый тонкий и самый легкий прибор.
- Сенсорное управление.
- 3 режима ухода за кожей:
  - ✓ Пилинг и очищение (Cleansing).
  - ✓ Деликатное очищение кожи лица и сужение пор, устранение комедонов, акне.
  - ✓ Питание и увлажнение (Nutrition).
- Разглаживание морщин и носогубных складок.
- Лопатка из высокопрочной нержавеющей стали.
- Частота ультразвуковых колебаний 30 КГц.
- Водонепроницаемость по стандарту IPX4.
- Беспроблемное использование.
- Уникальный эргономичный дизайн.
- Быстрая и удобная зарядка через USB.

Положительный эффект от использования ультразвукового прибора для чистки лица:

- Эффективное удаление старых клеток кожи;
- Деликатное очищение кожи лица и сужение пор, устранение комедонов, акне;
- Стимуляция процессов омоложения кожи;
- Микромассаж кожи с эффектом омолаживания на клеточном уровне;
- Разглаживание морщин и носогубных складок;
- Введение косметических средств в глубокие слои кожи, усиление эффекта их воздействия;
- Глубокое питание и увлажнение кожи.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать, модифицировать и разбирать устройство. При наличии неисправностей обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Не используйте прибор в помещениях повышенной влажности (душ, ванна). Если в прибор попадет вода необходимо воздержаться от дальнейшего использования. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Использование прибора не должно вызывать болевых ощущений.
- При заболеваниях различного рода необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием прибора.
- При видимых повреждениях на самом корпусе обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Не роняйте прибор и не подвергайте сильному ударам, он может прийти в негодность.
- Перед первым использованием прибора его необходимо зарядить.

В процессе постоянного совершенствования прибора, мы остаемся за собой право на технические и конструктивные изменения.

Примечание: Данное изделие не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:
- Нарушения сердечного ритма (аритмия);
  - Варикоз;
  - Тромбофлебит;
  - Наличие электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов;
  - Онкология;
  - Гнойные воспалительные процессы, раны, ссадины на коже;
  - Беременность
  - Наличие имплантатов, расположенных под кожей или в мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобы), не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетки;
  - Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры);
  - Нельзя проводить процедуры с помощью прибора на следующих зонах: зона, область над сердцем и щитовидной железой, половые органы, над силиконовыми имплантатами.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой прибор для чистки лица x 1
- USB-зарядка x 1
- Руководство пользователя x 1
- Упаковочная коробка x 1

#### ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете прибор другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

#### Подготовка.

Перед использованием прибора необходимо произвести демкияж кожи лица и области декольте. Для усиления эффекта рекомендуем нанести гель или сыворотку на водной основе, предназначенную для ухода за кожей лица. Можно использовать просто воду.

#### Включение.

Чтобы включить прибор необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек. После включения прибора замигает зеленый индикатор. Повторным прикосновением к кнопке «ON/OFF» Вы можете переключать режимы функционирования.

При включении одного из режимов будет издаваться звуковой сигнал. Для включения прибора необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек.

#### Проведение процедуры ультразвуковой чистки лица (режим Cleansing).

- Прибор генерирует ультразвуковые колебания с частотой 30 КГц, передавая их на поверхность тонкой металлической лопатки. Ультразвуковые высокочастотные колебания создают из очищающего косметического средства, нанесенного на поверхность кожи, микроструи, удаляющие загрязнения и излишки кожного сала, а также ороговевшие клетки эпидермиса. Ультразвуковой пилинг позволяет глубоко очистить кожу лица, шеи и декольте, насытить ее кислородом. В результате – выравнивается цвет лица, кожа становится более молодой.
  - Включите прибор, прикоснувшись к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек.
  - Еще раз прикоснитесь к сенсорной кнопке «ON/OFF», загорится индикатор режима «CLEANSING».
  - Нанесите воду, гель или сыворотку на водной основе на кожу лица или декольте.
  - Расположите лопатку прибора под углом 35°-45°, электродом вниз, приложите прибор к коже и произведите чистку в направлении массажных линий.
  - Через 5 минут прибор выключится автоматически.
  - Стряхивайте лишние остатки косметического средства с лопатки для сохранения эффекта ультразвукового воздействия.
- ВНИМАНИЕ!** Чрезмерное надавливание может привести к повреждению кожи, при этом уменьшается излучение звуковых волн и сокращается эффект воздействия.

#### Режим питания и увлажнения (режим Nutrition).

- Ультразвуковой микромассаж способствует глубокому проникновению косметических средств в активные слои кожи, многократно усиливая эффект от процедуры. Тем самым кожа хорошо увлажняется, происходит глубокое питание на клеточном уровне, регенерация кожи, усиливается обменный процесс, кожа становится более гладкой и ровной. При данном режиме использования прибора оказывается ионизирующий эффект (ион «+»). Поэтому для эффективности воздействия данной процедуры рекомендуется использовать питательные косметические средства с отрицательными ионами, например, с витамином С.
  - Включите прибор, прикоснувшись к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек.
  - 2 раза прикоснитесь к сенсорной кнопке «ON/OFF», загорится индикатор режима «NUTRITION».
  - Нанесите питательное косметическое средство или крем на кожу лица или декольте.
  - Расположите лопатку прибора под углом 35°-45°, электродом вверх, приложите прибор к коже и произведите скользящие действия в направлении массажных линий.
  - Через электрод прибора осуществляется подача ионов (отрицательная полярность), поэтому для повышения эффекта воздействия палец всегда должен касаться электрода.
  - Через 5 минут прибор выключится автоматически.
  - Стряхивайте лишние остатки косметического средства с лопатки для сохранения эффекта воздействия.
- ВНИМАНИЕ!** Чрезмерное надавливание может привести к повреждению кожи, при этом уменьшается излучение звуковых волн и сокращается эффект воздействия.

#### Включение.

Чтобы включить прибор необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек. После включения прибора замигает зеленый индикатор. Повторным прикосновением к кнопке «ON/OFF» Вы можете переключать режимы функционирования.

#### Режим лифтинга (режим Lifting).

- Данный режим способствует уменьшению пор, повышению эластичности и упругости кожи, что способствует сокращению морщин и сохранению подтянутого эффекта подтяжки лица. При этом режим использования прибора оказывается ионизирующий эффект (ион «+»). Поэтому для эффективности воздействия процедуры рекомендуется использовать питательные косметические средства с положительными ионами, например, с витамином А.
  - Включите прибор, прикоснувшись к сенсорной кнопке «ON/OFF» на 3 сек.
  - 3 раза прикоснитесь к сенсорной кнопке «ON/OFF», загорится индикатор режима «LIFTING».
  - Нанесите питательное косметическое средство или крем на кожу лица или декольте.
  - Расположите лопатку прибора под углом 35°-45°, электродом вверх, приложите прибор к коже и произведите скользящие действия в направлении массажных линий.
  - Через электрод прибора осуществляется подача ионов (положительная полярность), поэтому для повышения эффекта воздействия палец всегда должен касаться электрода.
  - Через 5 минут прибор выключится автоматически.
  - Стряхивайте лишние остатки косметического средства с лопатки для сохранения эффекта воздействия.
- ВНИМАНИЕ!** Чрезмерное надавливание может привести к повреждению кожи, при этом уменьшается излучение звуковых волн и сокращается эффект воздействия.

#### Зарядка прибора.

Подключите USB-провод одной стороной к блоку питания, другой в гнездо для USB-зарядки, загорится зеленый индикатор. Когда прибор зарядится, индикатор погаснет. Используйте блок питания с характеристиками DC 5В / 500 мА и более, соответствующими стандартам безопасности EN60601. Время зарядки занимает не более 60 минут. Во время зарядки прибор не работает.

#### ОЧИСТКА И УХОД

- Перед каждой новой процедурой необходимо продезинфицировать лопатку в целях гигиены, а также для удаления остатков пены и жира.
- Время от времени, протирайте прибор мягкой сухой салфеткой.
- Ни в коем случае не используйте спиртовые чистящие средства, растворитель или бензин.
- Не погружайте прибор или какие-либо его принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в прибор не попала вода.
- Не подвергайте прибор слишком высоким и слишком низким температурам.
- Храните устройство в чистом и сухом месте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ультразвуковой прибор для чистки лица
Модель	US-MEDICA Brilliant
Питание	литий-полимерный аккумулятор 3.7В / 250 мА
Ток для зарядки	DC 5В / 500мА
Размеры	4,8 x 14,2 x 1,5 см
Вес	82 гр
Частота колебаний	30 КГц
Температура хранения	20°C - 60°C
Допустимая влажность	20% - 90%
Степень электроизоляции	Класс II / BF
Зарядка	USB-кабель
Таймер	5 минут
Время зарядки	не более 60 мин

US Medica LLC, USA