



магазин
ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ



Набор для отбеливания зубов iWhite Tooth Polisher





1. Тип товара: набор для отбеливания зубов

2. Характеристики

- Используемые элементы питания: батарейки формата AAA (2 шт.)
- Размеры полировочной щетки: 182 x 32 x 27 мм
- Вес: 70 г
- Материал корпуса: пластик

- Состав полировочной зубной пасты: вода, гидратированный диоксид кремния, сорбитол, глицерин, динатрия пирофосфат, тетракалия пирофосфат, олефинсульфонат натрия, оксид алюминия, ароматизаторы, целлюлозная камедь, метилпарабен натрия, сахарин натрия, лимонен
- Тип упаковки: пластиковый тюбик
- Объем упаковки: 20 мл

- Размеры упаковки набора: 187 x 110 x 48 мм
- Вес набора в упаковке: 190 г



3. Использование

Подготовка

Откройте чехол. Удерживая щетку за полировальную головку, аккуратно потяните за ручку, чтобы снять крышку батарейного отсека. Установите батарейки формата AAA, соблюдая полярность.

Внимание! Перед использованием полировочного набора рекомендуется тщательно почистить зубы обычной пастой.

Процесс использования

- ✓ Аккуратно выдавите небольшое количество полирующей пасты – так, чтобы заполнить емкость в резиновой насадке прибора.
- ✓ После этого смажьте внешние части насадки пастой. Для достижения максимального эффекта можно нанести немного геля непосредственно на зубы.
- ✓ Включите полировочный инструмент и осторожно, не прикладывая чрезмерных усилий, чистите зубы круговыми движениями, останавливаясь в каждой точке на 2-3 секунды.
- ✓ При необходимости добавляйте полировочную пасту в ходе процедуры.
- ✓ Тщательно прополощите рот после использования прибора.

Рекомендуется использовать устройство не чаще одного раза в неделю. На начальном этапе удаления налета можно использовать Tooth Polisher с перерывами в 2-3 дня.

4. Уход и хранение

После каждого использования устройства промывайте полировочную насадку водой так, чтобы на ней не оставалось пасты.

Не погружайте устройство в воду! Для очистки ручки и чехла используйте салфетки или мягкую сухую ткань.

Храните прибор в прохладном сухом месте (рекомендуется – вдали от прямых солнечных лучей). При длительном хранении рекомендуется извлечь батарейки.



5. Меры предосторожности

Люди с ослабленной, тонкой или поврежденной эмалью, а также лица, страдающие различными заболеваниями пародонта, должны использовать прибор с особой осторожностью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со стоматологом.

При проявлении гиперчувствительности зубов, кровоточивости десен и любых признаков аллергических реакций немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! Прибор запрещается использовать лицам, не достигшим возраста 18 лет, беременным и кормящим женщинам.

Прибор iWhite Tooth Polisher может использоваться только с фирменной пастой iWhite. Он является средством персональной гигиены и предназначен для одного пользователя.

Не погружайте устройство в воду, не используйте его под душем, не мойте корпус прибора водой.

Не прикасайтесь вращающейся насадкой к губам, деснам и языку.

Используйте только качественные батарейки. Запрещается использовать батарейки с разным уровнем заряда, а также батарейки разных видов.

6. Комплектация

- Набор iWhite Tooth Polisher
- Батарейки формата AAA (2 шт.)

7. Страна-производитель: Бельгия

