



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Зубная щетка Pocket Doltz EW-DS1C

Руководство пользователя





## Характеристики

Размеры (Д x Ø): 145 x 17 мм

Вес: 27 г

Размеры упаковки: 185 x 81 x 35 мм

Материалы: щетина — полиэстер, ручка — резина и АБС-пластик

Рабочая температура: до 60 °С

Элемент питания: батарейка формата AAA (в комплект не входит)

Страна-производитель: КНР

Страна-разработчик: Япония



## Использование

Перед началом использования в EW-DS1C необходимо установить элемент питания типоразмера AAA. Для этого слегка поверните нижнюю часть зубной щетки (с надписью Doltz Panasonic) влево и снимите ее. После этого установите батарейку в соответствии с полярностью и верните нижнюю крышку в исходное положение.

Для начала чистки снимите верхнюю крышку и поверните чистящую головку слегка влево, EW-DS1C начнет вибрировать. Для того чтобы выключить зубную щетку, поверните головку в исходное положение.

В комплекте не предусмотрены сменные чистящие головки. Стоматологи рекомендуют менять насадки для чистки зубов раз в три месяца, для того чтобы не допускать размножения патогенных бактерий. Дополнительные насадки и чистящие головки можно купить в нашем магазине. Для того чтобы снять чистящую головку, потяните ее вверх.

## Меры предосторожности при использовании

Для эффективной чистки двигайте зубной щеткой, а не только прикасайтесь ею к поверхности зубов.

Не допускайте соприкосновения моторчика зубной щетки с магнитом. Используйте строго по назначению. Избегайте сильного сгибания зубной щетки. Не разбирайте зубную щетку иным способом, чем предусмотрено производителем. Старайтесь не ронять зубную щетку.

## Меры предосторожности

Внимание! Используйте зубную щетку согласно инструкции по применению. Неправильное использование может привести к неполадкам в работе щетки и сократить срок ее службы.

Не разбирайте щетку и храните ее вдали от детей. Не используйте щетку, если она хранилась под воздействием вредных газов или в месте с высокой температурой и влажностью. Если вы не пользуетесь зубной щеткой долгое время, вытащите батарейку.



Не используйте зубную щетку при наличии повреждений (при заболеваниях полости рта, во время лечения зубов, при использовании протезов, которые могут выпасть) во избежание дополнительного травмирования.

Если вы не до конца закрепили головку и во время чистки зубов она отошла от зубной щетки, выключите щетку и зафиксируйте головку. Не используйте зубную щетку в качестве игрушки для детей.

### **Уход за зубной щеткой**

Уход за зубной щеткой после использования: снимите головку с зубной щетки и промойте ее в проточной воде.

Не используйте для промывания головки воду с температурой выше 60 °С. Промойте саму зубную щетку без головки под проточной водой при температуре не выше 40 °С. Удалите с головки и самой щетки оставшуюся после промывания влагу.

Следите за тем, чтобы защищающий батарейку корпус зубной щетки был плотно закрыт.

### **Комплектация**

- Зубная щетка Pocket Doltz EW-DS1C
- Документация