



# Портативный массажер

## Xiaomi LeFan

Краткое руководство пользователя





1. **Тип товара:** универсальный роликовый массажер
  
2. **Характеристики**
  - Тип: универсальный роликовый массажер
  - Метод воздействия: роликовый массаж, прогревание
  - Параметры сети питания (зарядное устройство): 220-240 В, 50/60 Гц
  - Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
  - Время работы от аккумулятора: 40-60 минут
  - Материал обивки: гипоаллергенная полимерная ткань (полиэстер)
  - Размеры массажера: 310 x 210 x 127 мм
  - Вес: ~1,45 кг
  - Размеры упаковки: ~250 x 250 x 160 мм
  - Вес в упаковке: ~2000 г



### 3. Подзарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

Для этого присоедините комплектный адаптер питания к разъему, расположенному в матерчатом кармане на обратной стороне подушки рядом с клавишей питания.

Полная зарядка устройства занимает около 4 часов. Время работы при полном заряде аккумулятора составляет ~1 час.

### 4. Использование массажера

Для управления работой массажера используется клавиша, расположенная на обратной стороне корпуса. Первое нажатие включает роликовый механизм, второе – систему подогрева.

Основное назначение устройства – массаж мышц шеи и плечевого пояса. Для этого разместите подушку под шейей, а сами расположитесь лежа или сидя, как показано на иллюстрации.



Вы можете прорабатывать различные участки, устанавливая массажер на разной высоте.



Устройство можно использовать для массажа поясницы и конечностей.

**Внимание!** Не ложитесь на массажер – он не рассчитан на полный вес тела. При проработке мышц спины и поясницы принимайте положение сидя.

Рекомендуемая длительность сеанса массажа – 15 минут.



**Внимание!** Избегайте прямого давления роликов на позвоночник и суставы. Не прикладывайте излишних усилий при массаже во избежание получения травм. Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со специалистом. iG-Store не несет ответственности за возможные травмы, полученные при неправильном использовании массажера.



---

Не погружайте устройство в воду. Для очистки подушки при сильных загрязнениях воспользуйтесь влажной тканевой салфеткой.

**5. Комплектация**

- Массажер
- Адаптер питания
- Чехол для хранения
- Документация

**6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР**