

Фотоэпилятор IPL ICE 300

Руководство пользователя





Характеристики

Материал корпуса: пластик

Напряжение питания: 220 В

Ресурс лампы: 300 000 вспышек

Размер светового окна: 0,9-3 см

Мощность вспышки: 2,5 – 5 Дж/см²

Длина волны излучения: 475 – 1200 Нм

Продолжительность вспышки: 500-800 мс

Размеры упаковки: 180 x 210 x 100 мм

Вес в упаковке: 1100 г

Кому подходит IPL ICE300 GEZATONE?

Для удаления волос с помощью домашнего фотоэпилятора специальное обучение не нужно, пользоваться прибором может каждый. Для 1-2 фототипа кожи по шкале Фитцпатрика могут использоваться режимы 1-5. Для 3-4 фототипа – режимы 1-3. Для 5-6 фототипа аппарат не применяют. Наилучший результат будет получен при значительной разнице в цвете кожи и волос (темные волосы – светлая кожа). Воздействие на очень светлые, седые и рыжие волосы данным методом неэффективно.

1	2	3	4	5	6
✓	✓	✓	✓	✗	✗

ФОТОТИПЫ КОЖИ ПО ФИТЦПАТРИКУ

Фотоэпилятор не используется для удаления очень светлых, рыжих и седых волос в связи с недостатком меланина.



I Кельтский фототип кожи

Очень светлая, «прозрачная» кожа

Подходят все 5 уровней интенсивности IPL



II Светлый Европейский фототип кожи

Светлая кожа

Подходят все 5 уровней интенсивности IPL



III Темный Европейский фототип кожи

Светло-оливковая кожа

Подходят 1, 2, 3 уровни интенсивности IPL



IV Средиземноморский фототип кожи

Оливковая, загорелая кожа

Подходят 1, 2, 3 уровни интенсивности IPL



V Индонезийский, Азиатский фототип кожи

Коричневая кожа

Прибор не используется



VI Афро-американский фототип кожи

Тёмно-коричневая кожа

Прибор не используется



Правила эффективной фотоэпиляции:

- ▶ Чем темнее волосы и светлее кожа – тем выше результат. Не загорайте во время проведения процедур.
- ▶ Удалить все волосы сразу невозможно. Необходимо воздействовать на волосы в активной стадии роста плюс дождаться выхода на поверхность волос из «спящих» фолликулов. Для этого нужна серия процедур и дополнительные поддерживающие сеансы в дальнейшем.
- ▶ С течением времени часть волос перестанет расти, а остальные будут тоньше, слабее и светлее – **НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ!**

Кроме того, оптимальное воздействие на кожу IPL-лучей активирует процессы образования нового коллагена и приводит к эффекту омоложения!

Противопоказания:

- × Возраст до 18 лет
- × Период беременности и лактации
- × Онкология
- × Сахарный диабет
- × Эпилепсия, психические расстройства
- × Аритмии, недостаточность кровообращения свыше II Б степени
- × В течение 8 недель после лазерной шлифовки, химических пилингов, а также при использовании косметических или терапевтических препаратов на основе АНА и ВНА кислот, ретиноидов и других компонентов, повышающих фоточувствительность
- × Период активного посещения солярия или загара на солнце
- × Нарушение целостности кожных покровов: ожоги, раны, ссадины, трофические язвы
- × Склонность к образованию келоидных рубцов
- × Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения, аллергическая реакция на коже в месте воздействия
- × Острые воспалительные и гнойные процессы, акне в стадии обострения
- × Фототипы кожи V и VI
- × Прием дерматропных препаратов (например, роаккутан)
- × Татуировки, родимые пятна в области обработки
- × Острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, ОРВИ, повышенная температура
- × Прием лекарственных препаратов, повышающих чувствительность кожи к свету



Комплектация

- Фотоэпилятор IPL ICE 300 Gezatone
- Документация