



# Gezatone M502


Краткое руководство пользователя





1. Тип товара: ЭМС-стимулятор области бюста
  
2. Характеристики
  - Потребляемый ток при нагрузке 1 кОм: 20 мА
  - Амплитуда выходных импульсов: 5-25 В x 50 мА
  - Частота выходных импульсов: 48-200 Гц
  - Длительность выходных импульсов: 20-400 мс
  - Тип источника питания: батарейки формата AAA – 2 шт.
  - Количество автоматизированных программ: 5
  - Количество уровней интенсивности: 16
  - Вес: 285 г
  - Размеры упаковки: ~280 x 270 x 190 мм
  - Вес в упаковке: ~350 г

## ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ



### 3. Порядок использования

Перед использованием прибора чашки подгоняются под размер груди, внутренняя сторона аппликаторов смачивается водой. Провода подключаются одним концом к блоку управления, а другим — к аппликаторам.



Закрепите аппарат при помощи бюстгалтера



Выберите необходимую программу и интенсивность.



Просто занимайтесь привычными делами 15 минут.

Затем аппликаторы размещаются в чашке бюстгалтера, чтобы обеспечить плотный контакт с кожей. Плотность прилегания можно контролировать, уменьшая или увеличивая объем аппликатора.

Миостимулятор предлагает пять режимов работы: автоматический, баночный



массаж, разминание, шиацу и массажирование. Подробнее узнать о режимах работы и особенностях использования прибора вы можете, обратившись к инструкции, входящей в комплект поставки.

#### 4. Комплектация

- Центральный блок прибора – 1 шт.
- Электродные диски – 2 шт.
- Соединительные провода – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.

#### 5. Страна-разработчик: Франция Страна-производитель: КНР