

Зубная щетка Voom Sonic Pro 3

Руководство пользователя





Характеристики

- Тип: электрическая зубная щетка
- Источник питания: литий-ионный аккумулятор
- Материалы: нейлон, алюминий, пластик
- Рабочая температура: до 60 °C
- Размеры: 192 x 20 x 18 мм
- Вес: 50 г
- Размеры упаковки: 210 x 84 x 25 мм
- Вес в упаковке: 125 г
- Страна-разработчик: США



Использование

Перед началом использования Voom Sonic Pro 3 необходимо полностью зарядить. Для этого подключите один конец провода к разъему micro-USB в нижней части щетки (находится под защитной крышкой), а второй — к любому адаптеру питания с разъемом USB (сила тока не менее 1 А). Полная зарядка щетки происходит в течение одного часа.

Для того чтобы включить щетку, нажмите кнопку питания. Последующие нажатия позволяют выбрать режим вибрации: отбеливание (индикатор Whitening), чистка (индикатор Clean), массаж десен (индикатор Massage).

Для того чтобы выключить зубную щетку, нажмите кнопку питания 3 раза подряд.

В комплекте со щеткой поставляется одна сменная чистящая головка. Стоматологи рекомендуют менять насадки раз в три месяца, для того чтобы не допускать размножения патогенных бактерий. Для того чтобы снять чистящую головку, потяните ее вверх.

Меры предосторожности при использовании

- Для эффективной чистки двигайте зубной щеткой, а не только прикасайтесь ею к поверхности зубов.
- Не допускайте соприкосновения моторчика зубной щетки с магнитом.
- Используйте строго по назначению.
- Избегайте сильного сгибания зубной щетки.
- Не разбирайте зубную щетку иным способом, кроме предусмотренного производителем.
- Старайтесь не ронять зубную щетку и не подвергать ее сильным механическим воздействиям.
- Не погружайте устройство в воду.



Меры предосторожности

Внимание! Используйте зубную щетку согласно инструкции по применению. Неправильное использование может привести к неполадкам в работе щетки и сократить срок ее службы.

Не разбирайте щетку и храните ее вдали от детей. Не используйте щетку, если она хранилась под воздействием вредных газов или в месте с высокой температурой и влажностью.

Не используйте зубную щетку при наличии повреждений (при заболеваниях полости рта, во время лечения зубов, при использовании протезов, которые могут выпасть) во избежание дополнительного травмирования.

Если вы не до конца закрепили головку и во время чистки зубов она отошла от зубной щетки, выключите щетку и зафиксируйте головку. Не используйте зубную щетку в качестве игрушки для детей.

Уход за зубной щеткой

Уход за зубной щеткой после использования: снимите головку с зубной щетки и промойте ее в проточной воде.

Не используйте для промывания головки воду с температурой выше 60 °C. Промойте саму зубную щетку без головки под проточной водой при температуре не выше 40 °C. Удалите с головки и самой щетки оставшуюся после промывания влагу.

Следите за тем, чтобы защищающий батарейку корпус зубной щетки был плотно закрыт.

Комплектация

- Зубная щетка Voom Sonic Pro 3
- USB-адаптер для зарядки
- Дополнительная насадка
- Документация