

Терапевтическая подушка KOYA Naturals

Руководство пользователя





1. Тип товара: терапевтическая грелка

2. Характеристики

- Размер: 381 x 190 x 30 мм
- Вес: 1250 г
- Размер в упаковке: ~400 x 200 x 35 мм
- Вес в упаковке: 1250 г
- Страна-производитель: США

3. Меры предосторожности

Внимание! Перед использованием подушки обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Не рекомендуется использовать КОУА регулярно, для хронических травм. Храните подушку в месте, недоступном для детей. Не употребляйте семена и сушеные травы из наполнителя в пищу.

4. Способ применения

Для разогревающей терапии поместите подушку в микроволновую печь и прогрейте 1 минуту на малой или средней мощности. После этого встряхните ее и повторно подогрейте в печи еще 1 минуту. Повторяйте, пока подушка не станет горячей.

Разогретую подушку приложите к коже на том участке тела, где ощущается боль: шее, животу, суставу, мышце. Для повышения эффективности процедуры больную область можно мягко помассировать подушкой в течение 10-15 минут.

Для охлаждающей терапии поместите подушку в морозильную камеру холодильника на 15–20 минут. После этого встряхните ее и приложите к проблемному месту.

5. Очистка

Для очистки КОУА Naturals воспользуйтесь влажной тряпкой. Подушку запрещено стирать или опускать в воду.

6. Комплектация

- Подушка КОУА Naturals
- Документация