

Зубная щетка Fairywill P11

Руководство пользователя





Характеристики

Материалы: щетина — полиэстер, ручка — резина и АБС-пластик

Рабочая температура: до 60 °С

Питание: встроенный аккумулятор

Размеры упаковки: 205 x 255 x 50 мм

Вес в упаковке: 740 г

Страна-производитель: КНР



Использование

Для начала чистки нажмите кнопку включения, Fairywill P11 начнет вибрировать с максимальной интенсивностью. Для переключения в режим для чувствительных зубов нажмите кнопку повторно. Для активации режима массажа нажмите кнопку в третий раз. Для того чтобы выключить зубную щетку, зажмите кнопку. При повторном включении активируется последний использованный режим.

В комплекте предусмотрено четыре чистящих головки. Стоматологи рекомендуют менять насадки для чистки зубов раз в три месяца, для того чтобы не допускать размножения патогенных бактерий.

Меры предосторожности при использовании

Не используйте ногти для включения щетки, чтобы не повредить резиновое покрытие кнопки. Для эффективной чистки двигайте зубной щеткой, а не только прикасайтесь ею к поверхности зубов.

Не допускайте соприкосновения моторчика зубной щетки с магнитом. Не погружайте зубную щетку в воду. Используйте строго по назначению. Избегайте сильного сгибания зубной щетки. Не разбирайте зубную щетку иным способом, чем указано в инструкции. Старайтесь не ронять зубную щетку.

Меры предосторожности

Внимание! Используйте зубную щетку согласно инструкции по применению. Неправильное использование может привести к неполадкам в работе щетки и сократить срок ее службы.

Не разбирайте щетку и храните ее вдали от детей. Не используйте щетку, если она хранилась под воздействием вредных газов или в месте с высокой температурой и влажностью. Если вы не пользуетесь зубной щеткой долгое время, вытащите батарейку.

Не используйте зубную щетку при наличии повреждений (при заболеваниях полости рта, во время лечения зубов, при использовании протезов, которые могут выпасть) во избежание дополнительного травмирования.



Если вы не до конца закрепили головку и во время чистки зубов она отошла от зубной щетки, выключите щетку и зафиксируйте головку. Не используйте зубную щетку в качестве игрушки для детей.

Уход за зубной щеткой

Уход за зубной щеткой после использования: снимите головку с зубной щетки и промойте ее в проточной воде.

Не используйте для промывания головки воду с температурой выше 60 °С. Промойте саму зубную щетку без головки под проточной водой при температуре не выше 40 °С. Удалите с головки и самой щетки оставшуюся после промывания влагу.

Следите за тем, чтобы защищающий батарейку корпус зубной щетки был плотно закрыт.

Комплектация

- Ультразвуковая зубная щетка Fairywill P11
- Чистящая головка — 4 шт.
- Кабель USB для зарядки
- Переходник под micro/Type-C
- Документация