



Косметологический прибор для лица Olzori Splando

Руководство пользователя





1. Тип товара: косметологический прибор

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
- Время зарядки: 2,5 часа
- Мощность: 8 Вт
- Частота RF-колебаний: 1 МГц
- Частота EMS-колебаний: 33,3 Гц
- Частота HF-колебаний: 90,9 кГц
- Размеры: 169 x 40 x 30 мм
- Вес: 165 г
- Размеры упаковки: ~280 x 180 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~400 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для управления прибором используются 2 кнопки. Удерживайте верхнюю кнопку на протяжении 3 секунд, чтобы включить устройство. Повторно нажимая верхнюю кнопку, вы сможете переключать режимы работы прибора.

Чтобы увеличить мощность работы прибора в выбранном режиме, нажмите нижнюю кнопку. Два светящихся индикатора под нижней кнопкой означают, что вы выбрали максимальную мощность.

Обратите внимание: в режиме COOL регулировка мощности не предусмотрена.

Важно: перед использованием прибора следует **обязательно** увлажнить кожу. Для этого используйте ухаживающий крем, сыворотку на водной основе или любую другую увлажняющую косметику.

После включения прибора выберите необходимый режим: электростимуляцию (EMS), радиочастотный лифтинг (RF), трехмерные фокусированные волны (HF), экспресс-охлаждение (COOL). Обратите внимание, что светодиоды для



хромотерапии активируются автоматически при выборе определенного режима.

С помощью электростимуляции (EMS) вы сможете:

- сделать кожу упругой и эластичной;
- привести в норму тонус лицевых мышц;
- уменьшить обвисшие участки кожи и второй подбородок (особенно рекомендуем, если у вас деформационный тип старения кожи);
- скорректировать геометрию носогубных складок;
- сократить толщину подкожно-жировой клетчатки;
- получить ровный и свежий цвет лица;
- избавиться от отеков;
- сократить количество высыпаний и предотвратить новые.

Радиочастотный лифтинг (RF) может использоваться в следующих целях:

- повышение упругости, плотности и эластичности кожи;
- сокращение количества и глубины мимических и возрастных морщин;
- предотвращение появления новых морщин;
- повышение четкости контура лица;
- устранение обвисших участков кожи и второго подбородка;
- уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки;
- выравнивание рельефа кожи.

Трехмерные фокусированные волны (HF-питание) вы можете использовать для:

- усиления действия косметических средств (тканевых и гидрогелевых масок, гелей, лосьонов, тоников, сывороток, кремов);
- освежения кожи и придания ей мягкого оттенка;
- снятия мышечных спазмов.

Использование режима COOL (охлаждение) позволяет добиться следующих результатов:

- усиления лифтинг-эффекта от других процедур, что особенно эффективно после RF-лифтинга;



- повышения тонуса мышц;
- избавления от отечности;
- осветления темных кругов под глазами;
- снятия раздражений;
- уменьшения жирного блеска и сужение пор;
- увлажнения кожи;
- замедления старения.

Для повышения эффективности процедур прибор снабжен LED-лампами для хромотерапии. Синий свет успокаивает кожу и защищает ее во время стимуляции. В свою очередь, красный свет стимулирует выработку коллагена и эластина и повышает тонус кожи.

После выбора нужного режима поднесите прибор рабочей поверхностью (со светодиодами) к лицу. В ходе косметологической процедуры вы можете плавно двигать прибор, уделяя внимание проблемным зонам.

После использования прибора выключите его, зажав верхнюю кнопку на 3 секунды. Далее протрите прибор тканевой салфеткой из комплекта.

Для зарядки прибора подключите к нему кабель, поставляемый в комплекте, а затем вставьте кабель в разъем зарядного адаптера.

4. Меры предосторожности

Не используйте для протирки прибора влажную ткань.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.

Храните прибор в недоступном от детей месте.

Не используйте для зарядки прибора неисправные сетевые адаптеры или кабели питания.

Не используйте прибор в помещениях с высоким уровнем влажности.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.



Не направляйте манипулу (рабочую поверхность) прибора в глаза.

Не используйте прибор при наличии ран и других травм.

5. Комплектация

- Косметологический прибор для лица Olzori Splando
- Зарядный кабель
- Чехол
- Тканевая салфетка
- Документация