



магазин
ИННОВАЦИЙ

Роликовый массажер для лица Gezatone Biolift m101

Руководство пользователя





1. Тип товара: многофункциональный косметический роллер

2. Характеристики

- Механизмы воздействия: роликовый массаж, EMS-стимуляция, вибрация
- Количество режимов массажа: 3
- Номинальная мощность: 0,31 Вт
- Материалы: гипоаллергенный пластик, нержавеющая сталь
- Время автономной работы: до 2-3 часов
- Время полной зарядки аккумулятора: 2-2,5 часа
- Разъем для зарядки: USB Type-C
- Размеры прибора: ~110 x 100 x 55 мм
- Вес: 178 г
- Размеры упаковки: ~200 x 150 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~400 г

3. Основные возможности массажера

Микротоковая терапия

Микротоки влияют на все структуры кожи, начиная с клеток, возрождая их жизненную активность и состояние всех слоев кожи за счет повышения энергии. Также микротоковая терапия оказывает мягкое лимфодренажное действие, способствует выведению шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, повышает биомеханику кожи, делая ее плотной и упругой, восстанавливает микроциркуляцию крови, борется с отечностью.

Миостимуляция

Тренирует и укрепляет лицевую мускулатуру, подтягивает кожу, сокращает дряблость нижней трети овала лица, борется со «вторым» подбородком. Электромиостимуляция работает в трех режимах интенсивности, сокращает морщины, борется с дефицитом объемов тканей в зоне провисания, моделирует контуры овала лица, уменьшает отечность, улучшает поступление кислорода к клеткам. В результате процедуры лицо выглядит свежим, сияющим и наполненным. Цвет лица также улучшается.



Моделирующий массаж роликами

3D-массаж лица моделирует контур нижней трети благодаря действию массажных роликов, позволяя прорабатывать все слои кожи и мышцы, укрепляя каркас лица. Роликовый массаж оказывает лифтинговое действие, избавляет от тусклого цвета и отечности, уменьшает выраженность, количество и глубину морщин, борется со «вторым» подбородком, подтягивает кожу. Плюс ко всему повышает эффективность косметических препаратов.

Вибромассаж

Роликовый миостимулятор Biolift m101 обладает возможностью вибро-воздействия, которое повышает тонус и упругость кожи, сокращает мелкие морщинки, борется со спазмом мимических мышц, выводит токсины, выравнивает микрорельеф, избавляет кожу от стресса и усталости, борется с отечностью и усиливает действие косметических продуктов.

4. Каких результатов можно добиться?

- Улучшить состояние кожи;
- Уменьшить признаки усталости и стресса;
- Укрепить контур овала лица;
- Вернуть свежесть и сияние коже;
- Улучшить лимфодренаж и кровообращение;
- Повысить тонус кожи;
- Уменьшить глубину, выраженность и количество морщин;
- Устранить мышечный спазм.

5. Основные преимущества прибора

Biolift m101 - отличный прибор для домашнего ухода, который поможет значительно улучшить внешний вид и состояние кожи.

- Бьюти-гаджет имеет компактный размер, будет сопровождать вас в любой поездке, поместится в любую сумочку.
- Biolift m101 удобно лежит в руке, управление происходит всего одной кнопкой. Световой индикатор подскажет, какой режим используется.
- Аппарат имеет специальную подставку, которая займет достойное место



на туалетном столике.

- Роликовый массажер работает от аккумулятора, нет необходимости быть привязанным к источнику питания или иметь запас батареек.
- Три интенсивности электромиостимуляции помогает подстроиться под индивидуальные ощущения, чувствительность кожи и лицевых мышц.
- Один сеанс занимает около 10 минут, вы сможете пользоваться прибором тогда, когда есть свободное время.
- Стоимость прибора сопоставима со стоимостью профессиональных процедур в салоне красоты.
- Biolift m101 от Жезатон прослужит долгое время, прибор выполнен из высококачественных материалов.

6. Как проводить процедуры с Biolift m101

Очистите кожу от декоративной косметики и прочих загрязнений. Нанесите косметическое средство, которое можно использовать под роликовый миостимулятор. Зарядите аккумулятор и включите аппарат. После включения прибора аппарат переключится в режимы разной интенсивности ЭМС. Курс рекомендуется начинать с низкой интенсивности. Процедура проводится по массажным линиям без давления на кожу. После воздействия удалите с кожи остатки аппаратной косметики и нанесите маску по типу кожи. Процедуры проводятся 3 раза в неделю. Курс - 20 сеансов. Для профилактического и поддерживающего ухода достаточно 4 процедуры в месяц.

7. Противопоказания

Прибор не рекомендуется использовать в следующих случаях:

- Беременность;
- Патологические состояния сердечно-сосудистой системы;
- Гипертензия;
- Коагуляция;
- Аритмия;
- Сосудистые патологии кожи;
- Онкология;
- Сахарный диабет;
- Невралгия лицевого нерва;
- Повреждения кожных покровов и дерматологические заболевания в



- области применения аппарата;
- Курс косметологических травмирующих процедур: лазерная шлифовка, дермабразия, пилинг, места имплантов, филлеров, ботокс;
 - Эпилепсия;
 - Вибрационная болезнь;
 - Психические нарушения;
 - Простудные заболевания, грипп;
 - Воспалительные процессы в организме;
 - Туберкулез.

8. Комплектация

- Массажер Gezatone Biolift m101
- Подставка
- Провод для зарядки
- Документация

9. Страна-разработчик: Франция Страна-производитель: Тайвань