



магазин
ИННОВАЦИЙ

Биноккулярный массажер Smart Eye

Руководство пользователя





1. Тип товара: многофункциональный массажер для области глаз

2. Характеристики

- Методы воздействия: вибромассаж, прогревание, аудиотерапия
- Температура в режиме «Мягкое тепло»: 38-45 °С
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Время работы от аккумулятора: до 90 минут
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Материал накладок: гипоаллергенная фланелевая ткань
- Размеры массажера: ~210 x 75 x 20 мм
- Вес: ~150 г
- Размеры упаковки: ~230 x 170 x 95 мм
- Вес в упаковке: 680 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием устройства его рекомендуется зарядить. Для этого воспользуйтесь кабелем USB Type-C из комплекта: один его конец вставьте в зарядный разъем на корпусе массажера, а второй — в сетевой USB-адаптер.

Примечание: во время зарядки индикатор аккумулятора будет мигать. Как только батарея зарядится, мерцание прекратится — после этого вы можете снять устройство с зарядки. Для полной зарядки аккумулятора может потребоваться около 50 минут.

Отрегулируйте ремешок так, чтобы он не оказывал избыточного давления и при этом не спадал.

Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте прорезиненную кнопку включения в течение 3 секунд. Активный LED-индикатор уведомит вас о том, что устройство включено. Сразу после включения активируется стандартный режим с низкотемпературным подогревом (синий световой индикатор).

Чтобы повысить температуру подогрева, вновь нажимайте кнопку включения. При максимальной температуре 3 нижних индикатора будут активны (синий, желтый и красный).

Чтобы переключиться на режим вибрационного массажа, дважды нажмите на



кнопку включения. Тип вибрации можно изменить, нажав кнопку включения еще раз (всего предусмотрено 2 режима вибрационного массажа).

Чтобы вновь активировать подогрев, нажмите дважды кнопку включения.

Важно: функции подогрева и вибрационного массажа нельзя использовать одновременно. Вибрационное воздействие и инфракрасный подогрев дополняют действие друг друга, однако использовать их необходимо поочередно. Сначала рекомендуется произвести прогрев области вокруг глаз в течение 10-15 минут для ускорения кровотока, а затем – сеанс вибромассажа длительностью 5-10 минут для расслабления мимических мышц и снятия спазмов.

Во время массажа вы можете прослушивать музыку с помощью массажера. Для этого необходимо подключить его к смартфону по Bluetooth. Мигающий индикатор Bluetooth на корпусе массажера уведомит вас о том, что он готов к сопряжению со смартфоном. В этот момент включите Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств **SHU SEN**. Звуковой сигнал уведомит вас о том, что смартфон успешно сопряжен с массажером. Теперь вы можете включать на смартфоне любую музыку – она будет транслироваться динамиками массажера.

Примечание: громкость воспроизведения музыки регулируется через смартфон.

4. Меры предосторожности

Перед использованием массажера рекомендуется протереть лицо, при наличии косметики удалить ее.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Если вы заметили нарушения в работе устройства, немедленно прекратите его использовать.

После использования массажера убедитесь, что он выключен.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов.



Не используйте для зарядки поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания воды на корпус или внутрь устройства.

Не подвергайте массажер экстремальным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

5. Комплектация

- Массажер
- Зарядный кабель
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР