



магазин  
ИННОВАЦИОННЫХ  
ТОВАРОВ



# Withings Thermo





## 1. Тип товара: термометр

## 2. Характеристики



- Способ измерения: бесконтактный
- Время измерения: 2 секунды
- Количество датчиков: 16
- Индикация температуры: °C, °F
- Тип беспроводной связи: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Withings Thermo
- Совместимость с ОС: iOS 8.0 и последующие версии, Android 5.0 и последующие версии
  
- Размеры: длина — 116 мм, диаметр — 33 мм
- Вес: 75 г
  
- Размер в упаковке: ~210x100x50 мм
- Вес в упаковке: 240 г
  
- Страна-разработчик: Франция
- Страна-производитель: КНР

### 3. Использование устройства

#### ➤ Совместимость

Для установки и использования приложения Withings Thermo вам потребуется устройство с операционной системой iOS 8 / Android 5.0 или более поздними версиями.

#### ➤ Части



1. Главная кнопка
2. Индикатор жара
3. Дисплей
4. Чувствительная зона
5. Датчики
6. Батареи

#### ➤ Установка приложения Withings Thermo


1. В браузере смартфона введите [thermo.withings.com](https://thermo.withings.com).
2. Выберите установку на подходящую платформу.
3. Следуйте указаниям программы установки.
4. Установка начнется автоматически.



При наличии новой версии Withings Thermo автоматически запросит разрешения на обновление.


Withings Thermo может быть установлена на несколько устройств, но аккаунт ограничен восемью пользователями.

1. Откройте приложение Withings Thermo.
2. Нажмите Join Withings.






3. Введите свой адрес электронной почты и пароль, который вы выбрали для своего нового аккаунта Withings. Нажмите Create.




The screenshot shows a mobile app interface for joining Withings. At the top left is a back arrow, and at the top right is the title 'Join Withings'. Below the title are three input fields: 'Email address', 'Password', and 'Password check'. Underneath these fields is a line of text: 'By clicking "Create", you agree to the [Terms of use and Privacy Policy](#).' Below that is another line: 'Already have an account? [Login now](#).' At the bottom right of the form is a blue button labeled 'CREATE'.

4. Введите ваше имя, пол и дату рождения, нажмите Next.




The screenshot shows a mobile app interface for the 'Profile' registration step. At the top center is the title 'Profile'. Below the title are four input fields: 'First name', 'Last name', 'Sex', and 'Date of birth'. The 'Sex' field has two circular icons representing male and female. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'NEXT'.

5. Введите свой рост и вес, нажмите Next.



The screenshot shows a mobile application interface for profile registration. At the top left is a back arrow icon, and at the top center is the title "Profile". Below the title are two input fields: "Height" and "Weight", each with a horizontal line underneath. At the bottom right of the screen is a light gray button with the text "NEXT" in blue.

6. Если желаете, выберите аватар, затем нажмите Next.



The screenshot shows a mobile application interface for selecting a profile picture. At the top left is a back arrow icon, and at the top center is the title "Profile Picture". In the center of the screen is a circular blue icon containing a white outline of a cat's face. Below this icon is a blue button with the text "Change the avatar" in white. At the bottom right of the screen is a light gray button with the text "NEXT" in blue.

7. Если желаете, добавьте и других членов вашей семьи, затем нажмите Next. Если понадобится, вы можете сделать это позже.

Family members



Add member


NEXT

8. Нажмите Next.
9. Нажмите и удерживайте кнопку устройства в течение 8 секунд, пока на дисплее не появится надпись SETUP.

Cancel Installation



Press and hold the button until the display shows "SETUP".



NEXT

10. Нажмите Next.
11. Выберите Withings Thermo из всплывающего окна.
12. Нажмите Quick setup для использования сети Wi-Fi, которая уже настроена на вашем устройстве, или Setup another network, если хотите выбрать другую.



Для использования Bluetooth нажмите I don't have a Wi-Fi network.

13. Нажмите Allow.
14. Нажмите Next.





15. Нажмите Start, чтобы посмотреть обучение, или Skip, чтобы пропустить его.




16. Нажмите Got it!



17. Нажмите Next для просмотра обучения или Skip, чтобы пропустить его.



18. Нажмите Done.




➤ Перед измерением

Убедитесь, что вы следуете следующим указаниям, перед тем как проводить измерения:

- Пользователь и Withings Thermo должны находиться в помещении с одинаковой температурой в течение 10 минут до измерений.
- Измерения должны проводиться на сухой коже. Пот может повлиять на результат.
- Воздержитесь от измерений хотя бы 15 минут после тяжелых физических нагрузок.
- Если вы измеряете температуру у младенца, убедитесь, что с последнего пеленания прошло по крайней мере 15 минут.
- Детям, родившимся раньше срока, измерение температуры при помощи Withings Thermo запрещено.


➤ Проведение измерения

1. Удалите защитную крышку.
2. Нажмите на кнопку Withings Thermo.
3. Проведите прибором вдоль лба, начиная с его центра, по прямой линии к виску. Прямой контакт с кожей не обязателен, прибор будет работать на расстоянии до 1 см от кожи.



➤ Присвоение измерений конкретному пользователю


1. Как только на экране появятся данные о температуре, проведите пальцем (вверх или вниз) по чувствительной области для выбора подходящего пользователя.



2. Нажмите на кнопку для подтверждения выбора.



#### 4. Комплектация



1. Withings Thermo
2. Защитная крышка
3. Две батарейки AAA
4. Документация