



магазин  
ИННОВАЦИЙ



---

# Многоразовая защитная маска

Инструкция по использованию



## Характеристики

Материалы: хлопковая ткань разной выделки (бязь, миткаль, ткань вафельная)

Температура использования: от +1 до +30 °С

Площадь маски: 200 x 150 мм

Габариты упаковки: ~120 x 10 x 60 мм

Вес: ~60 г

Страна-производитель: Россия

## Использование

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить санитарные маски всем сотрудникам, находящимся в непосредственной близости от зараженных людей, во избежание попадания частиц слюны и мокроты на слизистую. Также маска обязательна для людей, больных заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, находящихся в непосредственном контакте со здоровыми людьми. Для здоровых людей ношение маски необязательно, но ряд исследований показывает, что ношение маски существенно снижает возможность заражения. Маски не способны полностью защитить от заражения, но снижают его вероятность, останавливая некоторые частицы и не давая пользователю трогать рот и нос.

Эффективное время ношения маски составляет 4–6 часов, по истечении которых средство защиты необходимо заменить. Маску допускается использовать повторно после стирки моющими средствами и глажения при температуре от 140 до 200 °С.

Важно! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей в разных ситуациях.

## Комплектация

- Маска в индивидуальной упаковке — 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) — 1 шт.