



Миостимулятор EVOLVE ABS 8

Руководство пользователя





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР **SLENDERTONE ABS EVOLVE**, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДТЯНУТОГО ЖИВОТА, УПРУГИХ МЫШЦ И РЕЛЬЕФНОГО ПРЕССА. НИКАКИХ УСИЛИЙ, ДИЕТ, ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК И ОГРАНИЧЕНИЙ. ТАКЖЕ, ПОЯС ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И УВЕЛИЧИТЬ МЫШЕЧНУЮ МАССУ.



ЖИР В ОБЛАСТИ
ЖИВОТА



ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
НА БОКАХ



СЛАБЫЕ МЫШЦЫ БРЮШНОГО
ПРЕССА



ИЗБЫТОЧНЫЙ ЖИР
НА ТАЛИИ



«ОБВИСШИЙ»
ПИВНОЙ ЖИВОТ



ИЗБЫТОЧНЫЕ
ОБЪЕМЫ ТЕЛА

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР EVOLVE Abs



СИДЯЧАЯ РАБОТА / МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЯС- МИОСТИМУЛЯТОР - УДОБНЫЙ СПОСОБ
ТРЕНИРОВКИ, КОТОРЫЙ НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ПРИ НЕХВАТКЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАНЯТИЯ И СИДЯЧЕЙ
РАБОТЕ, ПОЯС ABS8 ПОМОЖЕТ ПРОВодИТЬ
ТРЕНИРОВКИ «БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА».

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

ПОЯС ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ НЕМНОГО СБРОСИТЬ
ВЕС И УБРАТЬ НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ В ТАЛИИ И
НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК.

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕЛА И НУЖДАЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК

УСТРОЙСТВО ПОМОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА В ТОНУСЕ И
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ ТЕМ, КТО
РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЕТСЯ И ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ.
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЖДУ УПРАЖНЕНИЯМИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВО ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВОК



ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФОРМУ ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ ЖИВОТА, КОТОРЫЕ ВО
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СТАЛИ СЛАБЕЕ.
ПОЯС МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ФОРМУ ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ, КОГДА
НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО.



ТЕХНОЛОГИЯ EMS (ЭМС)

ЭЛЕКТРОСМИОСТИМУЛЯЦИЯ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ СЛАБЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.



ЭФФЕКТЫ

- НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА К ЕСТЕСТВЕННОЙ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС МЫШЦ И ИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ.
- АКТИВНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ТРЕБУЮТ БОЛЬШИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАБОТЫ МЫШЦ ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЕПОЗИТЫ ЖИРА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ БОКОВ, ЖИВОТА И ТАЛИИ.



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ И МЫШЦ



НАРАЩИВАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ



УСТРАНЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИГУРЫ

ТЕХНОЛОГИЯ EMS (ЭМС)

МЕТОД KMB SLENDERTONE - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО МЫШЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ В МИРЕ.



В ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ МИОСТИМУЛЯТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МНОЖЕСТВО НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ И ЗАСТАВЛЯЕТ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОВЕРХНОСТНЫЕ, НО И ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ, ЧТО В ДЕСЯТКИ РАЗ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.



БЛАГОДАРЯ КМВ-СТИМУЛЯЦИИ ТРЕНИРОВКИ С ПОЯСОМ EVOLVE ОБЕСПЕЧИВАЮТ МЫШЦАМ ПРЕССА ОДИНАКОВУЮ ТРЕНИРОВОЧНУЮ НАГРУЗКУ, ЭКВИВАЛЕНТНУЮ АКТИВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ В СПОРТЗАЛЕ.



ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСЕ СТРУКТУРЫ ПРЕССА, А НЕ ТОЛЬКО НА МЫШЦЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОДОВ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Арт. 1701039

ПРИ ЗАНЯТИЯХ С ПОЯСОМ SLENDERTONE, МЫШЦЫ СОКРАЩАЮТСЯ И РАССЛАБЛЯЮТСЯ КАК ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ ПРЕССА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ.

ЧТОБЫ ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ МЫШЦЫ БРЮШНОГО ПРЕССА, РАЗРАБОТЧИКИ ПРОДУМАЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ И ОТРЕГУЛИРОВАЛИ СИЛУ СТИМУЛЯЦИИ.

ГЕЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ РАЗМЕЩЕНЫ ПО БОКАМ И В ЦЕНТРЕ ПОЯСА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВСЕ МЫШЦЫ ПРЕССА.

БЛАГОДАря СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТКЕ, ИМПУЛЬСЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ РАВНОМЕРНО И ОДИНАКОВО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ.

SLENDERTONE EVOLVE ТРЕНИРУЕТ ВСЕ МЫШЦЫ ПРЕССА ОДНОВРЕМЕННО



НАРУЖНЫЕ КОСЫЕ МЫШЦЫ

Расположены по бокам живота. Участвуют во вращении и сгибании туловища в стороны.



ВНУТРЕННИЕ КОСЫЕ МЫШЦЫ

Расположены под наружными косыми мышцами. Поддерживают пресс и внутренние органы.



ПОПЕРЕЧНАЯ МЫШЦА

Расположена под косыми мышцами живота. Находится в глубине пресса.



ПРЯМАЯ МЫШЦА

Расположена по всей передней части живота. Участвует в дыхании и выполняет защитную функцию

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

12

ПРОГРАММ
ТРЕНИРОВОК

12 ПРОГРАММ 5 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАНОВ ПОМОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПОЯС ИМЕЕТ 15 МИНУТНЫЕ БЛИЦ-ПРОГРАММЫ, СТАНДАРТНЫЕ 30 МИНУТНЫЕ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ УДЛИНЕННЫЕ 45 МИНУТНЫЕ СЕАНСЫ ТРЕНИРОВОК.



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ
КОНТРОЛЛЕР



ФУНКЦИЯ
ПАМЯТИ



ПОКАЗАНИЯ НА
ДИСПЛЕЕ ЛЕГКО
УВИДЕТЬ



МАГНИТНЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕРА



100 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



ОПТИМАЛЬНАЯ
КОМПРЕССИЯ



ПЛОТНОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ К
ТЕЛУ



НЕЗАМЕТЕН
ПОД ОДЕЖДОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1701039

- БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТ FDA.
- 12 ПРОГРАММ: 10 ПРОГРАММ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ЗАНЯТИЙ И 2 ПРОГРАММЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ 15 МИНУТНЫЕ БЛИЦ-ПРОГРАММЫ
- 5 КАТЕГОРИЙ / ПЛАНОВ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЯС В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
- КОМФОРТНО: ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ ИЗГИБЫ ТЕЛА И НЕ СКОВЫВАЕТ ДВИЖЕНИЙ..
- ЯРКИЙ OLED-ДИСПЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВВЕРХ, ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ НАСТРОЙКЕ И ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЧЕМ ЖК-ДИСПЛЕИ.
- ГЕЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ: НЕ НУЖЕН ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГЕЛЬ
- КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ USB КАБЕЛЬ, ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 3 ЧАСА



OLED
ДИСПЛЕЙ



ЗАРЯДКА
USB



12 ПРОГРАММ
ТРЕНИРОВОК



БЛИЦ –
ПРОГРАММЫ
15 МИНУТ



ГЕЛЕВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ


5 ПЛАНОВ ТРЕНИРОВОК

5 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАНОВ ОБЪЕДИНЯЮТ 12 ПРОГРАММ.

ПОЯС ИМЕЕТ 15 МИНУТНЫЕ БЛИЦ-ПРОГРАММЫ, СТАНДАРТНЫЕ 30 МИНУТНЫЕ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ УДЛИНЕННЫЕ 45 МИНУТНЫЕ СЕАНСЫ ТРЕНИРОВОК.



КЛАССИЧЕСКИЕ БАЗОВЫЕ
ТРЕНИРОВКИ /
CLASSIC TONING




ПРОГРЕССИВНЫЙ
ПЛАН ТРЕНИРОВОК /
PROGRESSIVE TONING




Арт. 1701039



АКТИВНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ /
ACTIVE TONING



БЛИЦ ТРЕНИРОВКИ /
ABS BLITZ TONING



УСИЛЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПРЕССА / ABS OPTIMIZER TONING



ВНЕШНИЙ ВИД ПОЯСА

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЯС НА
ЛИПУЧКАХ



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ /
КОНТРОЛЛЕР

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕРА



Арт. 1701039

ГЕЛЕВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ / КОМПЛЕКТ



ОБОЗНАЧЕНИЯ КНОПОК КОНТРОЛЛЕРА



КНОПКА ON/OFF/PAUSE
Включение/Выключение
/Пауза



КНОПКА
ПРОГРАММ



КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



КНОПКА
ПОНИЖЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ И
ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА



ВО ВРЕМЯ ДОМАШНИХ ДЕЛ




ВО ВРЕМЯ СПОРТИВНЫХ
ТРЕНИРОВОК




Арт. 1701039

МИОСТИМУЛЯТОР EVOLVE ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБОИХ ПОЛОВ, В
ВОЗРАСТЕ 18+.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ С ПОЯСОМ EVOLVE
КОГДА ЗАХОТИТЕ, НЕ ПРЕРЫВАЯ
ЗАНЯТИЙ ПО ДОМУ, ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ИЛИ НА ОТДЫХЕ.



ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЦЦЫ



НА ПРОГУЛКЕ




В ОФИСЕ
НА РАБОТЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПОЯС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС ЗАНЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ 4 НЕДЕЛИ.


1

УДАЛИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ
С УЗОРЧАТОЙ СТОРОНЫ
ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.




2

РАСПОЛОЖИТЕ ГЕЛЕВЫЕ
НАКЛАДКИ НА ПОЯСЕ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБХВАТА
ВАШЕЙ ТАЛИИ.
ПРИКРЕПИТЕ КОНТРОЛЛЕР.



3

ОБЕРНИТЕ ПОЯС ВОКРУГ ТЕЛА.
ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ
ПРОГРАММУ.
ПОВЫШАЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
ПРОЦЕДУРЫ.



КОГДА ТРЕНИРОВКА ЗАВЕРШИТСЯ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SLENDERTONE ABS
EVOLVE АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ.



РЕЗУЛЬТАТЫ*



ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ ПОЛУЧАСОВЫХ ТРЕНИРОВОК 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПОРАДУЮТ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЫШЦЫ ПРЕССА - БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ И КРЕПКИЕ, ПОЯВЛЯЕТСЯ РЕЛЬЕФ, СОКРАЩАЮТСЯ ОБЪЕМЫ ЖИВОТА, ПОДТЯГИВАЕТСЯ КОЖА. УЛУЧШАЕТСЯ ОСАНКА И ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ. ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРА НА ЖИВОТЕ И БОКАХ УМЕНЬШАЮТСЯ ПОВЫШАЕТСЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМА ТАЛИИ



УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ
МЫШЦ БРЮШНОГО
ПРЕССА



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА И
БОКОВ



МЫШЦЫ ПРЕССА
СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
РЕЛЬЕФНЫМИ




УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ
ПОВЫШЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ

ТАКЖЕ, ТРЕНИРОВКИ С МИОСТИМУЛЯТОРОМ **SLENDERTONE** ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОМНЕНИЙ В СВОИХ СИЛАХ И СТИМУЛИРУЮТ ЖЕЛАНИЕ ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ.

** результаты достигаются при курсовом и регулярном использовании пояса Evolve и зависят от индивидуальной специфики пользователя, его состояния здоровья и комплекции.*



КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*



-3,5 см

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
ТАЛИИ В СРЕДНЕМ НА
-3,5 см ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯСА
SLENDERTONE EVOLVE.

49%

УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА
49% ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯСА
SLENDERTONE EVOLVE.

100%

100% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОДТВЕРЖДАЮТ
ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
МЫШЦ ПОСЛЕ 6 НЕДЕЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

54%

54% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОТМЕТИЛИ
УЛУЧШЕНИЕ ОСАНКИ
ПОСЛЕ 4х НЕДЕЛЬ
ТРЕНИРОВОК

**Клинические испытания, проведенные доктором Поркари (Dr Porcari)
Университет Висконсин-Ла-Кросс (University of Wisconsin-La Crosse)*

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА. КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОБЛЕМУ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ «SLIM EXPRESS»



4501812K - 200 мл

КРЕМ С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»



4501815K – 200 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА МОДЕЛИРУЮЩИЙ С ЭФФЕКТОМ РАЗОГРЕВА «CELL LIPOSOM»



4501817K– 200 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «PHYTOSONIC»



4516207 – 100 мл

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ПАТОЛОГИИ КРОВИ, СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- МИОМА
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Блок управления
- Пояс: подходит для талии обхватом 61-107 см
- Набор клейких гелевых накладок
- Зарядный шнур USB
- Инструкция



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 1701039

ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	ЛИТИЕВО-ИОННАЯ полимерная батарея 1 x 3,7 В.
ПОРТ ЗАРЯДКИ	Micro-B USB
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	напряжение: 5 В; выходной ток: 0,5 А (500 мА) мин
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	3 часа
ФОРМА ВОЛНЫ	симметричная двухфазная прямоугольная форма волны, замеренная при омической нагрузке.
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА	50-70 Гц
ШИРИНА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА	200–315 мксек
ШИРИНА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА	200–315 мксек
МЕЖФАЗНЫЙ ИНТЕРВАЛ	100 мксек
МАТЕРИАЛ ПОЯСА	внешняя сторона: нейлон 87%, эластан 13%; застежка: нейлон 100%;