



US MEDICA

cardio **FIT**

Фитнес-браслет
с кардио монитором

контроль расстояния

контроль нагрузок

контроль веса

контроль сна



ОПИСАНИЕ

CardioFit от US Medica – фитнес-браслет нового поколения, который позволяет точно отслеживать ежедневную физическую активность. Забота о собственном здоровье и физической форме еще никогда не была такой простой и технологичной: CardioFIT в течение 24 часов фиксирует пульс, пройденные шаги, расстояние, сожженные калории, следит за вашим сном, определяя его фазы. На удобном дисплее помимо всего прочего отображаются дата и время, уровень заряда батареи, а также входящие звонки и сообщения из мессенджеров, социальных сетей. Специальный режим Sport позволяет фиксировать активность во время конкретной тренировки, а благодаря встроенной системе Anti-Lost вы не потеряете собственный смартфон. CardioFIT легко синхронизируется с одноименным приложением, в котором доступно отображается вся ежедневная активность, а также сохраняется история, что позволяет следить за собственным прогрессом.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Дополнительный ремешок в комплекте
- Круглосуточный мониторинг сердечного ритма
- Шагомер
- Подсчет калорий
- Подсчет пройденного расстояния
- Будильник
- Беспроводное фото
- Мониторинг сна
- Уведомление о входящих вызовах и сообщениях из социальных сетей
- Сигнал «Не сиди долго»
- Специальный режим Sport
- Детектор кисти
- Отображение времени и даты
- Система «Anti-lost»
- Возможность установить ежедневную цель (количество шагов/количество часов сна)
- Синхронизация с Google Fit

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.
- Используйте устройство строго по его прямому назначению, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.
- Всегда используйте только приспособления, поставляемые производителем.
- Перед первым использованием осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться устройством без присмотра со стороны.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать и разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия. *Фитнес браслет US Medica CardioFIT не предназначен для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.*

СБОРКА БРАСЛЕТА



Вставьте монитор в ремешок Затяните ремешок на запястье Зафиксируйте часы на руке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Работает совместно с



2. Приложение CardioFit

Перед началом использования фитнес-браслета необходимо установить приложение CardioFIT и синхронизировать его с устройством.

3. Зарядка

Перед началом использования полностью зарядите фитнес-браслет. Для этого зажим зарядного устройства с тремя контактами совместите с контактами на обратной стороне фитнес браслета, затем соедините провод зарядного устройства с источником питания USB.

4. Синхронизация с приложением

Убедитесь, что на Вашем мобильном устройстве включен Bluetooth и установлено приложение US Medica CardioFIT. Запустите приложение US Medica CardioFIT на Вашем мобильном устройстве. Из появившегося списка выберите фитнес-браслет CardioFIT и нажмите «Подтвердить привязку» — после этого фитнес-браслет и приложение синхронизируются. Следуя указаниям на дисплее, введите свои физические параметры для более корректной работы устройства. Далее синхронизация происходит автоматически каждый раз при открытии приложения US Medica CardioFIT и при условии, что Bluetooth разрешен для использования настройками Вашего девайса и приложением US Medica CardioFIT.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

- Фитнес браслет - 1 шт.
- Дополнительный ремешок - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Цветная коробка - 1 шт.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ НА ДИСПЛЕЕ

После успешной синхронизации фитнес-браслета с приложением, CardioFIT начинает автоматически фиксировать и сохранять вашу ежедневную физическую активность, а также отслеживать качество сна. В стандартном режиме на дисплее устройства отображаются (при нажатии кнопки на левой боковой панели):



Пройденные шаги. Пройденное расстояние. Сожженные калории. Будильник. Режим "Anti-lost"

Примечание: будильник и режим «Anti-Lost» отображаются на дисплее после их активации в приложении CardioFIT.

Специальный режим «Sport» позволяет фиксировать пульс, шаги, дистанцию и сожженные калории для каждой конкретной тренировки. Чтобы перейти в режим «Sport», в течение 2 секунд удерживайте кнопку на боковой панели фитнес-браслета. На экране отобразятся данные последней тренировки. Чтобы начать новую тренировку, нажмите 2 раза на боковую кнопку – запись параметров начнется автоматически. Чтобы выйти из режима «Sport», снова в течение 2 секунд удерживайте кнопку на боковой панели устройства.

ФУНКЦИИ

Мониторинг ежедневной активности

Приложение с помощью фитнес-браслета фиксирует и сохраняет показатели вашей ежедневной активности – шаги, расстояние, калории.

Мониторинг сна

Благодаря специальному датчику, фитнес браслет CardioFit во время сна определяет его качество – фазы быстрого и медленного сна. Благодаря этому можно узнать, сколько часов в течение ночи вы действительно отдыхаете.

Функция «Не сиди долго»

С помощью функции «Не сиди долго» можно настроить «время бездействия» (от 15 минут до 3 часов). По истечении заданного времени фитнес-браслет начнет вибрировать — это сигнал того, что пора заняться физической активностью.

Система «Anti-lost»

При активации с помощью приложения системы «Anti-lost» фитнес-браслет будет вибрировать каждый раз, когда ваш смартфон оказывается дальше, чем на 5 метров от устройства.

Функция беспроводного фото

При активации камеры смартфона с помощью приложения, делать снимки можно одним нажатием кнопки на боковой панели фитнес-браслета.

Мониторинг сердечного ритма

С помощью специального датчика, фитнес-браслет CardioFIT постоянно считывает значения сердечного ритма, что помогает эффективнее планировать тренировку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Очистите устройство слабым мыльным раствором, высушите полотенцем.
- Не используйте для очистки спирт или абразивные материалы (стальную мочалку или химические средства для чистки).

ХРАНЕНИЕ

- Храните в сухом и прохладном месте.
- Не храните во влажном месте, в воздухонепроницаемом материале как, например, пластиковый пакет или спортивная сумка.
- Не подвергайте напрямую воздействию солнечных лучей в течение продолжительного периода времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название устройства: фитнес-браслет US Medica
Модель: CardioFIT
Вес: 25 г
Диапазон рабочей температуры: от -10°C до 45°C
Длина браслета: 240 мм
Материал ремешка: полиуретан
Материал застежки: алюминиевый сплав
Требования: поддержка версии Bluetooth 4.0, Android 4.4 и выше, iOS 7.1 и выше
Емкость батареи: 60 mA
Тип батареи: Li-ion
Синхронизация: Bluetooth 4.0
Время работы без подзарядки: до 15 дней