

Антиперспирант No Sweat No Stress

Инструкция по применению





1. **Тип товара:** шариковый антиперспирант

2. **Характеристики**
 - Состав: подготовленная вода, парафин, церезин, витамин E, витамин F, безопасные вспомогательные вещества
 - Тип упаковки: флакон с шариковым дозатором
 - Объем упаковки: 30 мл
 - Размеры упаковки: ~120 x 60 x 60 мм
 - Вес в упаковке: ~120 г

3. **Способ использования**
 - Нанесите средство на чистую и сухую кожу за час до сна.
 - Утром примите душ, тщательно смойте средство, при необходимости используйте обычный ароматический дезодорант поверх No Sweat No Stress. **Внимание!** Не используйте вместе с No Sweat No Stress другие антиперспиранты, снижающие потоотделение.
 - Если наблюдается повышенное отделение пота, данную процедуру рекомендуется проводить два вечера подряд. При профилактической терапии антиперспирант стоит использовать не более двух раз в неделю. Дело в том, что кожа в подмышечных впадинах обладает нежной структурой, частое нанесение может вызвать ее пересыхание.

4. **Меры предосторожности**
 - За два дня перед нанесением средства нельзя сбривать волосы на коже или производить другие гигиенические процедуры, которые повреждают целостность кожных покровов.
 - Дезодорант не следует наносить на места порезов, открытых ран, на раздраженную кожу.
 - Беречь от детей, не допускать попадания средства в глаза.