

Баббл-ган: детский пистолет с генератором мыльных пузырей

Руководство пользователя





1. Тип товара: генератор мыльных пузырей

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Цвет: серо-желтый
- Тип питания: батарейки типа АА (4 шт., не входят в комплект)
- Рекомендуемый возраст: 3+
- Размеры: 280 x 130 x 85 мм
- Вес: ~500 г
- Размеры упаковки: ~300 x 160 x 130 мм
- Вес в упаковке: ~1000 г

3. Руководство по эксплуатации

Для использования пистолета вставьте в него «пальчиковые» батарейки типа АА (4 шт., не поставляются в комплекте). Обязательно соблюдайте полярность. Батарейный отсек расположен в рукояти пистолета – чтобы вставить элементы питания, снимите серую крышку, воспользовавшись крестовой отверткой.

Зарядите пистолет резервуаром с мыльным раствором из набора – отсек для резервуара расположен в корпусе пистолета (дульная часть). Предварительно удалите защитную пленку с резервуара, затем откройте крышку в верхней части пистолета, вставьте трубку для подачи мыльного раствора в резервуар и плотно закрутите крышку, надетую на трубку.

Закройте крышку отсека для резервуара с мыльным раствором – теперь вы можете приступить к игре. Для стрельбы пузырьками достаточно легкого нажатия на спусковой крючок.

Примечание: пузырьки будут подаваться непрерывно, если зажать спусковой крючок.

Когда мыльный раствор в резервуарах из набора закончится, вы сможете приготовить новый, используя воду и жидкое мыло.

4. Меры предосторожности



Не допускайте попадания мыльных пузырьков в глаза. Если это произошло, тщательно промойте глаза водой.

Для приготовления мыльного раствора не используйте средства, способные нанести вред здоровью человека. Предварительно ознакомьтесь с составом средства и рекомендациями его производителя, прежде чем приступить к приготовлению мыльного раствора.

Не допускайте попадания жидкости на корпус пистолета и в батарейный отсек. Это может привести к его поломке.

Храните игрушку в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не подвергайте игрушку ударам и другим сильным механическим воздействиям.

5. Комплектация

- Генератор мыльных пузырей
- Сменные резервуары – 3 шт.
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР